

ĀTRA DEZINFEKCIJA BEZ TRAIPIEM

Incides® N

Spirtu saturošas salvetes

Medicīnas ierīču tīrība ir ne tikai estētisks jautājums. Pareiza virsmu dezinfekcija ļauj ievērojami samazināt infekciju risku.

Ātras iedarbības, lietošanai gatavas, spirtu saturošas dezinfekcijas salvetes nodrošina ātru, plaša spektra dezinfekciju apvienojumā ar lietošanas ērtumu. Sinerģiskā formula ļauj ātri nožūt, neatstājot traipus. Incides® N salvetes ir pieejamas arī rezerves iepakojumā.



Incides® N

Spirtu saturošas salvetes

Kāpēc Incides® N?

Piesūcinātas salvetes ar plaša spektra iedarbību pret baktērijām, tuberkulozes izraisītājiem, raugiem un vīrusiem. Efektīvas pret apvalkotajiem vīrusiem (ieskaitot HBV, HCV, HIV), kā arī pret Rota vīrusu, adeno, Papova, CV40 un norovīrusiem. Pierādīta aktīvās vielas izdalīšanās no salvetes materiāla noteiktajā koncentrācijā. Ir veikti plaši pētījumi par saderību ar dažādiem virsmu materiāliem. Lietošanai gatavas salvetes ar ļoti īsu ekspozīcijas laiku. Nesatur aldehīdus. Gatavas lietošanai un ar patīkamu smaržu. Ir iespējams iegādāties arī rezerves iepakojumu.

JŪSU IEGUVUMI

- ▲ Augsta dezinfekcijas efektivitāte uz visa veida pret spirtu izturīgām virsmām. Var izmantot operāciju blokos un intensīvās terapijas nodaļās.

- ▲ Lietotāja drošība un iedarbības efektivitāte ir balstīta uz reāliem darba apstākļiem.
- ▲ Augsta dezinfekcijas efektivitāte uz visa veida pret spirtu izturīgām virsmām, var lietot ultraskaņas zondēm.
- ▲ Augsta pacientu un lietotāja drošība.
- ▲ Viegla un tūlītēja lietošana, nav dezinfekcijas līdzekļa nepareizas sagatavošanas riska.
- ▲ Augsta lietotāja drošība.
- ▲ Patīkama lietošana.
- ▲ Maz atkritumu.

BAKTERICĪDĀS UN VIRUCĪDĀS IEDARBĪBAS REZULTĀTI

Rezultāti norāda neatšķaidīta šķīduma efektivitāti. Testi veikti ar salvetēs iesūcināto šķīdumu.

IEDARBĪBAS SPEKTRS	EKSPOZĪCIJAS LAIKS
Virsmu mehāniska dezinfekcija atbilstoši VAH (Vācijas Lietišķās Higiēnas Asociācijas) prasībām, baktericīda, levurocīda, tuberkulocīda iedarbība tīros un netīros apstākļos.	5 min.
EN 1276 baktericīds (tīros un netīros apstākļos)	5 min.
Ātra virsmu dezinfekcija, atbilstoši DGHM 2001 vadlinijām - baktericīda, levurocīda, tuberkulocīda iedarbība (tīros un netīros apstākļos).	1 min.
EN 13727 baktericīds (tīros un netīros apstākļos)	1 min.
EN 13624 levurocīds (tīros un netīros apstākļos)	1 min.
EN 14348 tuberkulocīds (tīros un netīros apstākļos)	1 min.
Virucīda iedarbība (ieskaitot HBC, HCV, HIV) saskaņā ar Roberta Koha institūta (RKI) 01/2004 vadlinijām.	30 sek.
- Adeno*	5 min
- Rota*	1 min.
- Poliomas vīruss SV40	10 min.

* saskaņā ar DVV 2008 vadlinijām.

CE 0297

Ecolab Healthcare Europe
Clean. Safe. Healthy.

Ecolab Europe GmbH
Richtstrasse 7
CH-8304 Wallisellen, Zurich

Ecolab SIA
Rītausmas iela 11B, Rīga, LV - 1058, Latvija,
Tel. +371 670 63 770

© Ecolab SIA, AUG 2014. Visas tiesības aizsargātas.

ĀTRA DEZINFEKCIJA BEZ TRAIPIEM

PIELIETOŠANAS JOMA

Ātrai medicīnas ierīču (aprīkojuma un nelielu, pret spirtu izturīgu virsmu 93/42/EK direktīvas izpratnē) dezinfekcijai, piemēram aprīkojumam zobārstniecības kabinetos (t. sk. uzgaļiem), iekārtām operāciju blokos, ratīnkrēsliem.

LIETOŠANA

Izņemiet vienu salveti no iepakojuma un nodedzinājiet virsmu. Ļaujiet nožūt. Nav jānoskalo. Pēc lietošanas iepakojumu cieši aizveriet.

SASTĀVS

100 g salvetē iesūcinātā šķīduma satur:
35 g 2-propanola, 25 g 1-propanola

IEPAKOJUMA VEIDI

VEIDS	DAUDZUMS	PRODUKTA KODS
Kārba ar 90 salvetēm (izm.130x245mm)	6 gab.	3042530
Rezerves iepakojums ar 90 salvetēm (izm.130x245mm)	5 gab.	3042550

ATZINUMI

Produkts ir plaši testēts - mikrobioloģiski, virusoloģiski, toksikoloģiski un ekoloģiski. Pēc Jūsu pieprasījuma, mēs labprāt sniegsim Jums testēšanas atzinumus.

Tikai profesionālai lietošanai.
Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu. Lietojiet biocīdus uzmanīgi.

Biocīda inventrizācijas nr. LV: 28032007/3311

ECOLAB®