

Velox® Top AF Grepefruit

Lietošanai gatavs līdzeklis mazu virsmu ātrai dezinfekcijai.

Šķidrums, mazu virsmu ātrai dezinfekcijai medicīnas nozarē, pansionātos, sanatorijās, fitnesa un SPA centros, frizētavās, masāžas un skaistumkopšanas salonos, bērnudārzos un skolās. Produkts ir piemērots izmantošanai gan uz virsmām, kam paredzēta saskare ar pārtiku, gan arī tādām, kam nav paredzēta saskare ar pārtiku. To var izmantot tādu virsmu dezinfekcijai, kā piemēram, galda virsmas, galdi, rokturi, frizētavu un kosmētikas kabinetu iekārtas un piederumi. Produkts ir ieteicams arī neinvazīvo medicīnisko ierīču, kā piemēram, procedūru krēsli un medicīniskās iekārtas, dezinfekcijai. Velox Top AF ir baktericīda, levurocīda iedarbība pret tuberkulozi, ierobežoti virucīda iedarbība (pret Rota vīrusu un Norovīrusu) un apvalkotiem vīrusiem (ieskaitot Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV). Tikai profesionālai lietošanai.

Lietošanas norādījumi: Uzpildiet izsmidzināšanas pudeli. Izsmidziniet līdzekli uz virsmas no 30 cm attāluma. Pārlicinieties, ka visa virsma ir noklāta ar līdzekli. Ļaujiet līdzeklim 30 sekundes iedarboties. Ja apstrādātām virsmām paredzēta saskare ar pārtiku, noskalojiet tās ar ūdeni, kas atbilst dzeramā ūdens kvalitātei. Citas virsmas nav jānoskalo ar ūdeni. Nav paredzēts izmantošanai uz virsmām, kas jutīgas pret spirtiem (piemēram, akrila stikla). **Mikrobioloģiskā iedarbība:** Baktērijas saskaņā ar: EN 13727 - 30 sek., EN 13697 - 30 sek., 60 sek.; Sēnītes (*C. albicans*) saskaņā ar: EN 13624 - 15 sek., EN 13697-30 sek.; *Mycobacterium tuberculosis* (*M. terrae*) saskaņā ar EN 14348 - 30 sek.; Vīrusi (*Vaccinia*, BVDV, HIV, HBV, HCV, Noro, Rota) saskaņā ar: EN 14476 - 30 sek. (* tīros apstākļos).

Brīdinājumi:



Uzmanību! Satur: Etanolu, Propān-2-olu. Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reibošus. Sargāt no bērniem. Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. **SASKARĒ AR ACĪM:** Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvojies no satura/ tvertnes atbilstoši marķētos atkritumu konteineros, saskaņā ar nacionālo likumdošanu.

Iespējamās tiešās un netiešās blakusparādības: Elpošanas sistēma. Koncentrēta produkta tvaiku ieelpošana var nomākt centrālās nervu sistēmas darbību, izraisīt miegainību, galvassāpes un reiboni, sliktu dūšu, vemšanu. Gremošanas trakts. Norīšana izraisa kuņģa-zarnu trakta glotādas kairinājumu, sāpes vēderā, kuņģa krampjus, sliktu dūšu, vemšanu, caureju, vispārēju nespēku, galvassāpes un reiboni – simptomi pēc saindēšanās ar pārtiku. Saskaņā ar acīm: izraisa kairinājumu. **Pirmās palīdzības pasākumi:** Saskaņoties ar ādu: Novilkot piesārņoto apģērbu, nomazgāt skarto ādu ar ziepēm un ūdeni, rūpīgi skalot ar ūdeni. Ja novērojams kairinājums, eritēma, sazinieties ar ārstu. Ja nokļūst acīs: Skalot acis vairākas minūtes (apm. 15) ar lielu daudzumu ūdens, turot plakstiņus atvērtus. Izvairieties no stipras strūkļas, jo pastāv radzenes bojājuma risks, konsultējies ar ārstu. Ieelpošana: Reiboņa vai sliktas dūšas gadījumā, pārvietot cietušo personu no negadījumu vietas svaigā gaisā, ja nav novērojama strauja pašsajūtas uzlabošanās, meklēt medicīnisko palīdzību. Norīšana: Neizraisīt vemšanu, izskalot muti. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. **Atkritumu apstrāde:** Nododiet produkta atlikumus un iepakojumu licencētam atkritumu apsaimniekotājam. Nenopludiniet notekās. Nepieļaujiet ūdens un augsnes piesārņošanu. Iztukšotu iepakojumu, kas ir rūpīgi iztīrīts, var nodot pārstrādei saskaņā ar noteikumiem. **Uzglabāšana:** Uzglabājiet vēsā, sausā, labi ventilētā vietā atbilstoši marķētā, cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā. Izvairieties no tiešas saules gaismas iedarbības un siltuma avotiem, karstām virsmām un atklātas liesmas. Uzglabāt cieši noslēgtā traukā.

Satur: 100 gr produkta satur:

40 g propān-2-ola (CAS: 67-63-0), 20 g etanola, 0,39 g amīna, n-C10-16-alkiltrimetilēdi, reaģēšanas produkti ar hloretiķskābi, 0,25 g didecildimetilamonija hlorīda

Partijas nr.: skatīt uz iepakojuma.

Derīguma termiņu termiņš: skatīt uz iepakojuma.

Ražots: MEDISEPT Sp. z o.o., Konopnica 159C, 21-030 Motycz, Polija, Tālr. +048 81 503 23 77, www.medisept.pl

Izplatītājs Latvijā: SIA „Medilink”, Višķu iela 2 k-1, Rīga, LV-1063, Latvija; +371 67840379; E-pasts: medilink@medilink.lv; www.medilink.lv