

™ Incidin Pro



Risinājums ātrai un efektīvai tīrīšanai un dezinfekcijai.

Šķidr koncentrāts tīrīšanai un dezinfekcijai.

Incidin™ Pro ar savu SMART-BALANCED formulu nosaka jaunu virsmu tīrīšanas un dezinfekcijas standartu.

- Jūsu profesionālā efektivitāte
- Jūsu ātruma profesionālis
- Jūsu saderības profesionālis

PLAŠS EFEKTIVITĀTES SPEKTRS

Incidin Pro ir efektīvs pret baktērijām, raugiem un dažādiem vīrusiem (tostarp norovīrusu) un ir piemērots augsta riska zonām un dažādām virsmām, sākot no vispārējām palātām un sabiedriskajām telpām līdz operāciju zālēm un intensīvās terapijas nodaļām.

IZCILA TĪRĪŠANAS VEIKTSPĒJA UN MATERIĀLU SAVIETOJAMĪBA

Tā ir plaši pārbaudīta visiem veselības aprūpes nozarei būtiskiem materiāliem.

- no metāliem, linoleja un PVC līdz keramikai, gumijai un plastmasai - ar teicamiem rezultātiem.

SASTĀVS BEZ ALDEHĪDIEM, BEZ SMARŽVIELĀM UN KRĀSVIELĀM.

Nelausmojošs, bez krāsvielām un smaržvielām sastāvs nodrošina patīkamu produkta lietošanu.



ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

™ Incidin Pro

Šķidrums koncentrāts tīrīšanai un dezinfekcijai.



Incidin™ Pro
2 litru pudele



Incidin™ Pro
6 litru kanna

Produkta īpašības

- Dzidrs, bezkrāsains līdz gaiši dzeltens šķidrums
- Koncentrāts: pH vērtība 11
- Lietošanas šķidrums 0,5 %: pH vērtība 9,5
- Lietošanas šķidrums 2%: pH vērtība 10
- Blīvums: 1,01 g/ml
- Pārrāvuma indekss: 1,385

Mikrobioloģiskā efektivitāte

Efektivitāte	Koncentrācija (%) / (ml/l)	Kontakta laiks
Baktericīds saskaņā ar EN 13727 (0,25%, 5 min) / EN 16615 (1,5%, 5 min un 0,5%, 15 min)	1,5% / 15 0,5% / 5	5 minūtes* 15 minūtes*
Levurocīds saskaņā ar EN 13624 (0,25%, 5 min) / EN 16615 (1,5%, 5 min un 0,5%, 15 min)	1,5% / 15 0,5% / 5	5 minūtes* 15 minūtes*
Tuberkulocīds un mikobaktericīds saskaņā ar EN 14348	1,5% / 15	60 minūtes*
Ierobežota viruicīda iedarbība saskaņā ar EN 14476 (adenovīrusi un norovīrusi).	2,0% / 20 1,0% / 10	30 minūtes* 60 minūtes*
Norovīruss saskaņā ar EN 14476	1,5% / 15	30 minūtes*
Ierobežota viruicīda iedarbība saskaņā ar EN 14476	1,5% / 15 0,5% / 5	5 minūtes* 30 minūtes*

Informācija par iepakojumu un pasūtīšanu

Produkts	Iepakojuma vienība	Vienuma numurs
Incidin™ Pro	3x2L pudele	3148468
Incidin™ Pro	6 litru kanna	3140908



Piemērošanas joma

Medicīniskās ierīces: Šķidrums koncentrāts neinvazīvu medicīniskās ierīču tīrīšanai un dezinfekcijai.

Biocīds: vispārējām virsmām.

Lietošanas instrukcija

6L: Sagatavojiet darba šķīdumu, atšķaidot ar ūdeni (ne vairāk kā 60°C) līdz vajadzīgajai koncentrācijai. Atšķaidīšanai, piem.

B līdz 0,5 % 5 ml/l) koncentrāta koncentrāta 40 ml pievieno 8 litriem ūdens.

pievienots. Uzklājiet pietiekamu daudzumu (+/- 30 ml/m²) ar mehānisku iedarbību (piemēram, noslaukot). Lūdzu, ņemiet vērā attiecīgo ekspozīcijas laiku, lai nodrošinātu vajadzīgo efektivitāti.

2L: Sagatavojiet darba šķīdumu, atšķaidot ar ūdeni (ne vairāk kā 60°C) līdz vajadzīgajai koncentrācijai. Atšķaidīšanai

z. piemēram, līdz 0,25 % (2,5 ml/l) koncentrācijai 8 litros pudeli pagriež vienu reizi, lai pievienotu 20 ml, lai iegūtu 0,5 % koncentrāciju.

(5 ml/l) 8 litros, pudeli divas reizes apgrieziet otrādi, lai divas reizes pievienotu 20 ml (kopā 40 ml). Uzklājiet pietiekamu daudzumu (+/- 30 ml/m²) ar mehānisku darbību (piemēram, noslaukot). Ievērojiet attiecīgo kontakta laiku, lai nodrošinātu vajadzīgo efektivitāti.

Sastāvdaļas

100 g satur: 10,0 g 2-fenoksietanola (CAS Nr. 122-99-6), 8,0 g N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropān-1,3-diamīna (diamīns) (CAS Nr. 2372-82-9) un 7,5 g alkil C12-16 dimetilbenzilamonija hlorīds (ADBAC/ BKC (C12-C16)) (CAS Nr. 68424-85-1).

Uzglabāšana

Uzglabāt produktu oriģinālajā iepakojumā temperatūrā no 0°C līdz 25°C. Uzglabāt sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem.

UZMANĪGI LIETOT BIOCIDUS UN MEDICĪNAS PRODUKTUS.

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.

+ 25°C
  0°C 
BIOCĪDS VIRSMAS DEZINFEKCIJAI (2. PUNKTS)
TIKAI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI