

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Ceļa locītavas ortoze

Produkta kods: GenuStrap



1. Raksturojums

Ceļa ortoze ir izgatavota no elastīga materiāla ar ļoti labu gaisa caurlaidību un mitruma novadīšanas īpašībām. Ortozes centrālajā daļā ir atvere ar putu materiāla gredzenu, kas nodrošina ortozes novietojumu un atslogo ceļa skriemeli. Atvērtā konstrukcija un trīs aptverošas siksnas ar līplentes aizdari ļauj ortozi ērti uzlikt un noņemt, kā arī precīzi pielāgot lietotājam.

2. Pielietojums

Ceļa ortozi var izmantot profilaktiskā ārstēšanā un rehabilitācijā pēc traumām, lai ierobežotu ceļa locītavas kustību apjomu un uzlabotu funkcionālās spējas. Ortoze atslogo ceļa skriemeli un stabilizē ceļa locītavu, ierobežojot sānu kustības nestabilā locītavā.

Lietošanas indikācijas:

- Patoloģiskas izmaiņas ceļa skriemelī
- Reimatoīds ceļa locītavas iekaisums
- Ceļa skriemeļa galotnes sindroms
- Ceļa skriemeļa izmežģījums
- Neliela saišu mazspēja
- Pārslodzes un traumu profilakse
- Reimatisms

Kontrindikācijas:

Nelietot šādos gadījumos:

- Ādas nobrāzumi
- Ekzēma
- Brūces un citi ādas bojājumi

- Pēc sildoša gela vai ziedes uzklāšanas
- Individuālas kontrindikācijas, kuras ārsts noteicis, ievācot anamnēzi un veicot fizisku izmeklēšanu

3. Piezīmes

Timago International Group neuzņemas atbildību par nepareizu izstrādājuma lietošanu, drošības noteikumu neievērošanu vai lietošanu neatbilstoši paredzētajam mērķim.

4. Ortozes uzlikšana

- Atbrīvojiet visas aptverošās siksnas un uzlieciet ortozi ceļa locītavas līmenī tā, lai atvere ar putu materiāla gredzenu atrastos ceļa skriemeļa centrā.
- Aiztaisi augšējo un apakšējo siksnu ar līplenti tā, lai tās piegulētu ķermenim. Pēc tam tāpat aiztaisi vidējo siksnu.
- Stāvot pārbaudiet, vai siksnas ir pareizi nostiprinātas un vai stiprinājumi un gredzens atrodas pareizajā vietā.

Uzmanību! Tikai pareizi pielāgota ortoze nodrošina pienācīgu ceļa locītavas stabilizāciju un ceļa skriemeļa atslogošanu.

Uzmanību! Ilgstoša ortozes lietošana var izraisīt muskuļu tonusa samazināšanos un apakšējās ekstremitātes funkciju traucējumus.

5. Tehniskie dati

IZMĒRS	UNIVERSĀLS
--------	------------

6. Kopšana

- Mazgāt ar rokām remdenā ūdenī. Neizgriezt centrifūgā, neapstrādāt ar hloru, negludināt, nebalināt, netīrīt ķīmiski un nežāvēt veļas žāvētājā.
- Mazgājot aiztaisi līplentes, lai tās nesabojātu materiālu.
- Žāvēt istabas temperatūrā, prom no intensīviem siltuma avotiem.

Uzmanību! Informācija par kopšanu ir norādīta uz izstrādājuma etiķetes.

7. Uzglabāšanas un transportēšanas apstākļi

Izstrādājumu nedrīkst pakļaut tiešiem saules stariem, ūdens vai mitruma iedarbībai.

8. Garantijas informācija

Visiem mūsu uzņēmuma izplatītajiem izstrādājumiem ir garantija. Tās noteikumi ir aprakstīti garantijas kartē, kas pieejama mūsu tīmekļvietnē. Lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, pie kura iegādājāties izstrādājumu. Garantijas vajadzībām saglabājiēt pirkumu apliecinošu dokumentu (čeku vai rēķinu).

9. Marķējuma simboli

	Kataloga numurs		Ražotājs
	Partijas numurs		Izgatavošanas datums
	Sērijas numurs		Medicīniska ierīce
	Uzmanību		Izlasiet lietošanas instrukciju
	Ražotājs ir novērtējis atbilstību medicīniskajām ierīcēm piemērojamajām pamatprasībām.		

Pilns mūsu izstrādājumu klāsts ir pieejams pie mūsu izplatītājiem. Uzziniet vairāk: www.timago.com. Paldies, ka izvēlējāties Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka - Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polija

Tālr.: +48 33 499 50 00
Fakss: +48 33 499 50 11
E-pasts: info@timago.com



11/2023