



GENUTONIC

Ref. TO3115 Uzvelkama ceļa ortoze ar spirālveida atbalsta ribām un ceļa skriemeliša stabilizatoru

APRAKSTS

Mūsdienīgs medicīniskais ortopēdiskais atbalsts. Konstrukcija no elastīga, elpojoša auduma ar pielāgotu elastību nodrošina nepieciešamo locītavas stabilizāciju. Ortozi ir viegli uzvilkt, tā lieliski pieguļ, un paces bedrītes apvidū nav šuvju, kas nodrošina maksimālu komfortu. Anatomiskas formas stabilizators no netoksiska polimēra materiāla nodrošina pareizu ceļa skriemeliša un augšstilba kaula locītavas stabilizāciju. Ortoze izgatavota no C6Tex materiāla ar oglekļa šķiedru: tas ir antistatisks, elpojošs, termoregulējošs, bakteriostatisks un hipoalerģisks; fizisku aktivitāšu laikā tas samazina pienskābes koncentrāciju, uzlabojot asinsriti un šūnu apgādi ar skābekli.

RAKSTUROJUMS

- C6Tex materiāls ar oglekļa šķiedru, elastīgs un 100% elpojošs.
- Anatomisks ceļa skriemeliša stabilizators.
- Tērauda spirālveida atbalsta ribas.
- Paceles bedrītes apvidū nav šuvju.
- Garums: 35 cm.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Terapeitiskas, neinvazīvas medicīniskās ierīces stājas problēmu korekcijai vai ekstremitāšu stabilizācijai.

INDIKĀCIJAS

Ceļa locītavas sastiepumu profilakse • laterālā un mediālā stabilizācija • aizsardzība pret pārslodzi traumēta ceļa rehabilitācijas laikā • profilakse sportā.

UZVILKŠANA

1. Atveriet visas četras priekšējās līplentes stiprinājuma siksnas.
2. Satveriet ortozi ar abām rokām, turot platāko daļu uz augšu un atveri ceļa skriemelišim priekšpusē. Tenortho logotipam jāatrodas augšpusē.
3. Uzvelciet ortozi un velciet to uz augšu, līdz ceļa skriemelišis ir pareizi novietots atverē.
4. Aizveriet līplentes siksnas, sākot ar apakšējo siksnu.



Tenortho
Get back in action

via Trento e Trieste, 100
20853 Biassono (MB)

Italy



tenortho.com



info@tenortho.com



+39 039 8943960



tenortho



GENUTONIC

Ref. TO3115 Uzvelkama ceļa ortoze ar spirālveida atbalsta ribām un ceļa skriemeliša stabilizatoru

LIETOTĀJI UN LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

Tenortho ierīces parasti ir paredzētas pieaugušajiem un personām, kas vecākas par 12 gadiem. Izstrādājumu drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim (skatīt instrukcijas sadaļu "Indikācijas"). Dažas ierīces, kurām ir bērnu izmēri vai kuras izgatavo pēc individuāliem mēriem, var lietot arī bērniem no 3 gadu vecuma. Grūtniecēm jāievēro piesardzība un jākonsultējas ar ārstu pirms tādu ierīču lietošanas, kas var ietekmēt dzemdes apvidu (kakla apkakles ar krūšu un muguras stabilizatoriem, jostas daļas atbalsta jostas, korsetes, plecu un gūžas ortozes u. c.). Īpaša uzmanība un rūpīgs ārsta izvērtējums nepieciešams, lietojot ortozes, kas var ietekmēt elpošanu pacientiem ar sasilšanām vai elpošanas grūtībām (hiperekstensijas ortozes, korsetes, kakla apkakles, plecu ortozes u. c.). Izstrādājumu ar magnetoterapiju (TO1308MG - TENOMAG) nedrīkst lietot grūtnieces un personas ar implantētām ierīcēm (elektrokardiostimulatoriem, defibrilatoriem vai fiksētiem implantiem). Skatiet magnetoterapijas ierīces ražotāja lietošanas instrukciju.

KOPŠANA

Ja iespējams, pirms mazgāšanas izņemiet šinas un metāla karkasus. Mazgājiet ar rokām siltā ūdenī ar maigām ziepēm; pēc tam izskalojiet tīrā ūdenī. Žāvējiet tālu no siltuma avotiem. Ja rodas problēmas vai nepieciešams nomainīt nolietotas daļas, sazinieties ar ortopēdijas tehniķi. Neizmetiet izstrādājumu apkārtējā vidē.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Ierīce nedrīkst radīt spiedienu uz traumētām vai pietūkušām ķermeņa daļām. Ja rodas šaubas par uzlikšanu, konsultējieties ar ortopēdijas tehniķi. Nevalkāji ierīci atklātas liesmas tuvumā.

VESELĪBAS UZRAUDZĪBA

Lai nodrošinātu nepārtrauktu veselības uzraudzību un pēc iespējas drošāku Tenortho izstrādājumu lietošanu, par visām nopietnām nevēlamām reakcijām, kas rodas izstrādājuma lietošanas laikā, ziņojiet, nosūtot e-pastu uz: ufficiotecnico@tenortho.com

Par notikumu ziņojiet arī kompetentajām iestādēm.

BRĪDINĀJUMI

Ierīces lietošana jānorāda vai jāizraksta ārstam, un tā jāuzliek ortopēdijas tehniķim, kurš ir kompetentais speciālists gan ierīces uzlikšanā, gan informēšanā par drošu lietošanu. Ierīce jāuzliek īpaši rūpīgi, lai nodrošinātu efektivitāti, panesamību un pareizu darbību. Par jebkādam konstrukcijas vai citām izmaiņām jālemj ārstam, un tās jāveic ortopēdijas tehniķim. Izstrādājumu ieteicams lietot individuāli. Tieša ierīces saskare ar ādu īpaši jutīgām personām var izraisīt apsārtumu vai kairinājumu. Nelieciet izstrādājumu uz bojātas ādas. Nepanesamības gadījumā nekavējoties sazinieties ar ārstu.

UTILIZĀCIJA

Neizmetiet izstrādājumu apkārtējā vidē. Utilizējiet to saskaņā ar pašvaldībā un/vai valstī spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Izstrādājums nerada kontaminācijas risku.

GARANTĪJA

Tenortho apliecina, ka izstrādājums ir izgatavots pareizi, izmantoti augstākās kvalitātes materiāli, veikti visi nepieciešamie testi un tas atbilst spēkā esošajiem standartiem un normatīvajiem aktiem. Tenortho apņemas novērst visus uzņēmumam attiecināmos izstrādājumu defektus, kvalitātes trūkumus vai neatbilstības, kas radušās 6 (sešu) mēnešu laikā no izstrādājumu piegādes un par kuriem paziņots nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc defekta vai bojājuma konstatēšanas. Tenortho var izvēlēties bojāto izstrādājumu salabot vai nomainīt. Garantijas ietvaros nomainītajiem vai salabotajiem izstrādājumiem tiek piemērota tāda pati 6 (sešu) mēnešu garantija no remonta vai nomaiņas dienas. Par neatbilstībām, uz kurām attiecas likumā noteiktā garantija, netiek uzskatīti defekti vai bojājumi, ko izraisījuši nejauši notikumi vai lietotāja rīcība (piemēram, bet ne tikai, neuzmanība, netīrīšana vai nepareiza tīrīšana), izstrādājumu lietošana neatbilstoši paredzētajam mērķim vai parasts nolietojums. Saglabājiet iepakojumu, etiķetes un pirkuma čeku, lai nodrošinātu pareizu partijas izsekojamību.



Mazgāt ar rokām
siltā ūdenī



Nežāvēt veļas
žāvētājā



Negludināt



Nebalināt



Izstrādājums atbilst ES Regulai 745/2017 - Izdots 04/2021 - Red. 0
Sertificēts uzņēmums: kvalitātes sistēma atbilst ISO 9001:2015 un ISO 13485:2016



Ražotājs

REF

Artikula numurs

LOT

Partijas numurs



Medicīniska ierīce