



GENUTONIC

Ref. TO3119

Īsā ceļa ortoze ar šarnīriem un regulējamu saliekšanas un iztaisnošanas leņķi

APRAKSTS

Jaunākās paaudzes medicīniskais ortopēdiskais atbalsts. Konstrukcija no elastīga, elpojoša auduma ar pielāgotu elastību nodrošina nepieciešamo locītavas stabilizāciju. Ortozi ir viegli uzvilkt, tā lieliski piegul, un paceles bedrītes apvidū nav šuvju, kas nodrošina maksimālu komfortu. Anatomiskas formas stabilizators no pilnīgi netoksiska polimēra materiāla nodrošina pareizu ceļa skriemeliša un augšstilba kaula locītavas stabilizāciju. Ortoze izgatavota no C6Tex materiāla ar oglekļa šķiedru: tas ir antistatisks, elpojošs, termoregulējošs, bakteriostatisks un hipoalerģisks; fizisku aktivitāšu laikā tas samazina pienskābes koncentrāciju, uzlabojot asinsriti un šūnu apgādi ar skābekli.

RAKSTUROJUMS

- C6Tex audums ar oglekļa šķiedru, elastīgs un 100% elpojošs.
- Anatomisks ceļa skriemeliša stabilizators no netoksiska materiāla.
- Šarnīru atbalsta ribas ar regulējamu saliekšanas un iztaisnošanas leņķi no 0° līdz 90° (saliekšana: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°; iztaisnošana: 15°, 30°, 45°; imobilizācija: 0°, 15°, 30°, 45°).
- Paceles bedrītes apvidū nav šuvju.
- Elastīgas aizmugurējās siksnas labākai stabilizācijai.
- Augstums: 35 cm.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

Terapeitiskas, neinvazīvas medicīniskās ierīces stājas problēmu korekcijai vai ekstremitāšu stabilizācijai.

INDIKĀCIJAS

Ceļa locītavas sastiepuma traumas • ceļa skriemeliša hondromalācija kopā ar saišu vaļīgumu • laterālā un mediālā stabilizācija • sastiepuma traumu profilakse • artrozes izraisīta nestabilitāte • palīglīdzeklis ceļa locītavas artrozes ārstēšanā, ja operācija nav iespējama.

UZLIKŠANA

Iepakojumā ir ierobežotājtapas ar marķējumiem **E (iztaisnošana)**, **F (saliekšana)**, **I (imobilizācija)**, kas paredzētas atbalsta ribu regulēšanai. Katra tapa ir marķēta ar diviem punktiem, kas norāda, kurā atbalsta ribas spraugā tā jāievieto: vertikāli saliekšanas bloķēšanai un horizontāli iztaisnošanas bloķēšanai.

Ievietojiet iztaisnošanas ierobežotājtapu policentriskā šarnīra priekšējā daļā. Ierobežotājs magnētiski nofiksēsies spraugā.

Lai ierobežotu ceļa saliekšanu, ievietojiet saliekšanas ierobežotājtapu policentriskā šarnīra aizmugurējā daļā. Trešā veida ierobežotājtapu ir paredzēta ceļa ortozes imobilizācijai.

Lai pilnībā imobilizētu ortozi, vispirms ievietojiet iztaisnošanas tapu un pēc tam imobilizācijas tapu. Pārliedzinieties, ka uz abām tapām norādītais leņķis ir vienāds.

Izņemot tapas, vispirms izņemiet imobilizācijas tapu un pēc tam iztaisnošanas tapu.

Tapas attiecīgajās vietās ievieto ar roku, stingri iespiežot tās. Tapu var izņemt ar īpašo atslēdziņu: ievietojiet tās smailo galu šarnīra spraugā un izmantojiet to kā sviru, lai izņemtu tapu. Var izmantot arī citu smailu instrumentu, kas piemērots izmantošanai kā svira.

Lai uzvilktu ceļa ortozi, rīkojieties šādi:

1. Atveriet visus četrus priekšējos aizdares atlokus.
2. Satveriet ortozi no abām pusēm, turot platāko daļu uz augšu un atveri ceļa skriemelišim priekšpusē. Tenortho logotīpam jāatrodas augšpusē, priekšpusē.
3. Uzvelciet ortozi, līdz atvere ir pareizi novietota virs ceļa skriemeliša.
4. Pievelciet aizdares atlokus, sākot no apakšas.
5. Ja nepieciešams, pielāgojiet saliekšanas un iztaisnošanas leņķi vai alumīnija atbalsta ribu formu. To drīkst veikt tikai specializēti tehniķi, uzmanoties, lai nemainītu šarnīra rotācijas asi.



Tenortho
Get back in action

via Trento e Trieste, 100
20853 Biassono (MB)

Italy



tenortho.com



info@tenortho.com



+39 039 8943960



tenortho



GENUTONIC

Ref. TO3119

Īsā ceļa ortoze ar šarnīriem un regulējamu saliekšanas un iztaisnošanas leņķi

LIETOTĀJI UN LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

Tenortho ierīces parasti ir paredzētas pieaugušajiem un personām, kas vecākas par 12 gadiem. Izstrādājumu drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim (skatīt instrukcijas sadaļu "Indikācijas"). Dažas ierīces, kurām ir bērnu izmēri vai kuras izgatavo pēc individuāliem mēriem, var lietot arī bērniem no 3 gadu vecuma. Grūtniecēm jāievēro piesardzība un jākonsultējas ar ārstu pirms tādu ierīču lietošanas, kas var ietekmēt dzemdes apvidu (kakla apkakles ar krūšu un muguras stabilizatoriem, jostas daļas atbalsta jostas, korsetes, plecu un gūžas ortozes u. c.). Īpaša uzmanība un rūpīgs ārsta izvērtējums nepieciešams, lietojot ortozes, kas var ietekmēt elpošanu pacientiem ar saslimšanām vai elpošanas grūtībām (hiperekstensijas ortozes, korsetes, kakla apkakles, plecu ortozes u. c.). Izstrādājumu ar magnetoterapiju (TO1308MG - TENOMAG) nedrīkst lietot grūtnieces un personas ar implantētām ierīcēm (elektrokardiostimulatoriem, defibrilatoriem vai fiksētiem implantiem). Skatiet magnetoterapijas ierīces ražotāja lietošanas instrukciju.

KOPŠANA

Ja iespējams, pirms mazgāšanas izņemiet šinas un metāla karkasus. Mazgājiet ar rokām remdenā ūdenī ar neitrālām ziepēm; rūpīgi izskalojiet. Žāvējiet tālu no siltuma avotiem. Ja rodas problēmas vai nepieciešams nomainīt nolietotas daļas, sazinieties ar savu ortopēdijas tehniķi. Neizmetiet izstrādājumu apkārtējā vidē.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Ierīce nedrīkst radīt spiedienu uz traumētām vai pietūkušām ķermeņa daļām. Ja rodas šaubas par uzlikšanu, konsultējieties ar ortopēdijas tehniķi. Nevalkāji ierīci atklātas liesmas tuvumā.

VESELĪBAS UZRAUDZĪBA

Lai nodrošinātu nepārtrauktu veselības uzraudzību un pēc iespējas drošāku Tenortho izstrādājumu lietošanu, par visām nopietnām nevēlamām reakcijām, kas rodas izstrādājuma lietošanas laikā, ziņojiet, nosūtot e-pastu uz: ufficiotecnico@tenortho.com

Par notikumu ziņojiet arī kompetentajām iestādēm.

BRĪDINĀJUMI

Ierīce jālieto pēc ārsta norādījuma, un tā jāuzliek ortopēdijas tehniķim, kurš ir kompetentais speciālists gan ierīces uzlikšanā, gan informēšanā par drošu lietošanu. Ierīce jāuzliek īpaši rūpīgi, lai nodrošinātu efektivitāti, panesamību un pareizu darbību. Par jebkādam konstrukcijas vai citām izmaiņām jālemj ārstam, un tās jāveic ortopēdijas tehniķim. Izstrādājumu ieteicams lietot individuāli. Tieša ierīces saskare ar ādu īpaši jutīgām personām var izraisīt apsārtumu vai kairinājumu. Nelieciet izstrādājumu uz bojātas ādas. Nepanesamības gadījumā nekavējoties sazinieties ar ārstu.

UTILIZĀCIJA

Neizmetiet izstrādājumu apkārtējā vidē. Utilizējiet to saskaņā ar pašvaldībā un/vai valstī spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Izstrādājums nerada kontaminācijas risku.

GARANTĪJA

Tenortho apliecina, ka izstrādājums ir izgatavots pareizi, izmantoti augstākās kvalitātes materiāli, veikti visi nepieciešamie testi un tas atbilst spēkā esošajiem standartiem un normatīvajiem aktiem. Tenortho apņemas novērst visus uzņēmumam attiecināmos izstrādājumu defektus, kvalitātes trūkumus vai neatbilstības, kas radušās 6 (sešu) mēnešu laikā no izstrādājumu piegādes un par kuriem paziņots nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc defekta vai bojājuma konstatēšanas. Tenortho var izvēlēties bojāto izstrādājumu salabot vai nomainīt. Garantijas ietvaros nomainītajiem vai salabotajiem izstrādājumiem tiek piemērota tāda pati 6 (sešu) mēnešu garantija no remonta vai nomaiņas dienas. Par neatbilstībām, uz kurām attiecas likumā noteiktā garantija, netiek uzskatīti defekti vai bojājumi, ko izraisījuši nejauši notikumi vai lietotāja rīcība (piemēram, bet ne tikai, neuzmanība, netīrīšana vai nepareiza tīrīšana), izstrādājumu lietošana neatbilstoši paredzētajam mērķim vai parasts nolietojums. Saglabājiet iepakojumu, etiķetes un pirkuma čeku, lai nodrošinātu pareizu partijas izsekojamību.



Mazgāt ar rokām
siltā ūdenī



Nežāvēt veļas
žāvētājā



Negludināt



Nebalināt



Izstrādājums atbilst ES Regulai 745/2017 - Izdots 04/2021 - Red. 0
Sertificēts uzņēmums: kvalitātes sistēma atbilst ISO 9001:2015 un ISO 13485:2016



Ražotājs

REF

Artikula numurs

LOT

Partijas numurs



Medicīniska ierīce