



LATVIEŠU VALODA

Izstrādājuma apraksts

Pēcooperācijas ceļa ortoze kontrolēta kustību
apjoma nodrošināšanai ceļa locītavā.
Teleskopiskos stienus var regulēt, pielāgojot
ortozes garumu. Universālā konstrukcija
piemērota kreisajai un labajai kājai.

Lietošana (skatiet attēlus)

1. Atveriet siksnu āķveida stiprinājumus.
2. Atveriet sprādzēs.
3. Atveriet ortozi un izklājiet to ar polsteriem uz augšu.
4. Atbrīvojiet fiksatorus, lai varētu regulēt teleskopiskos stienus.
5. Novietojiet zem kājas, centrējot šarnīru pret ceļa locītavu. Piezīme: mazākajiem apakšstilba polsteriem jābūt vērstiem uz pēdas pusi.
6. Noregulējiet teleskopiskos stienus vajadzīgajā garumā atbilstoši pacienta kājai. Abās pusēs kā orientieri var izmantot apvilktos skaitļus un atzīmes. Aizveriet fiksatorus, nostiprinot izvēlēto garumu.
7. Aplieciet ortozi ap kāju no abām pusēm, centrējot kustību apjoma (ROM) šarnīru pret ceļa locītavu.
8. Valīgi aizveriet abas ceļam tuvākās siksnas.
9. Valīgi aizveriet pārējās divas siksnas.
10. Stingri pievelciet visas siksnas, lai ap kāju nepaliktu vaļīgas vietas, un aizveriet siksnu āķveida stiprinājumus.
11. Velciet siksnas caur sprādzēm, lai tās pievilktu. Piezīme: siksnas var būt jāsaīšina. Noņemiet Y veida uzgali, apgrieziet siksnu vajadzīgajā garumā un piestipriniet uzgali atpakaļ.

Šarnīra regulēšana

- A. Iztaisnošanas ierobežojumu var iestatīt no -10° (hiperekstenzija) līdz 70°. Pavelciet un pabīdiet zilo ierobežotāju vajadzīgajā pozīcijā.
- B. Saliekšanas ierobežojumu var iestatīt no -10° līdz 120°. Pavelciet un pabīdiet otru zilo ierobežotāju vajadzīgajā pozīcijā.
- C. Šarnīru var bloķēt, pārbīdot bloķēšanas pogu slēgtā pozīcijā vienā no pieciem iestatījumiem: -10° (hiperekstenzija), 0° (neitrāla pozīcija), 10°, 20° vai 30° saliekums.
- D. Pēc izvēles var izmantot aizsargfiksatorus pret neatļautu regulēšanu. Tos iesprauž zobos virs izvelkamajiem un pārbīdāmajiem ierobežotājiem diapazonā no 0° līdz 110° saliekšanai un no 0° līdz 70° iztaisnošanai.
- E. Ar šķērēm pārgrieziēt plānos plastmasas savienojumus aizsargfiksatoru centrā.
- Saspiediet kopā, kā parādīts attēlā, un izvelciet, lai nomēmtu.

Nonemšana un atkārtota uzlikšana

Pēc sākotnējās pielāgošanas Ascender® ortozi var noņemt un atkal uzlikt, tikai atverot un aizverot sprādzes.

Lietošanas indikācijas

- Pēc ceļa locītavas operācijām.
- Imobilizācijai pēc ceļa locītavas traumām un turpmākai mobilizācijai.
- Cēla saišu traumas.

Kontrindikācijas

- Nelietot uz valējām brūcēm.

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

leiticams, lai sākotnējo pielāgošanu veiktu atbilstoši kvalificēts veselības aprūpes speciālists, kurš noteiks arī lietošanas ilgumu.

- Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet visas instrukcijas un brīdinājumus.
- Ievērojiet visas norādes, lai nodrošinātu pareizu ierīces darbību.
- Nelietojiet, ja skartajā zonā uzklāti ierīvējamie līdzekļi, ziedes, geli, krēmi vai citas vielas.
- Nenododiet lietošanai citam pacientam: tas rada savstarpējas inficēšanās risku un var ietekmēt izstrādājuma integritāti.
- Regulāri pārbaudiet ādas stāvokli un asinsriti, īpaši pacientiem ar diabētu, asinsvadu darbības traucējumiem un neiroloģiskām saslimšanām.
- Ja rodas nevēlamas reakcijas, pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu vai izstrādājuma piegādātāju.
- Ierīces izturību var ietekmēt, piemēram, priekšmeti ar asām malām vai līplentes aizdares bojājumi. Lai to novērstu, līplentes aizdārēm vienmēr jābūt aizvērtām, kad ierīce netiek valkāta vai tiek mazgāta.

Mazgāšana un kopšana

1. Polsterus un siksnas var mazgāt ar rokām, izmantojot saudzīgu mazgāšanas līdzekli. Nemazgājiēt velas mašīnā.
2. Ļaujiet nožūt gaisā. Neizgrieziet centrifūgā un nežāvējiēt velas žāvētājā.

Uzglabāšana un transportēšana

Uzglabājiēt oriģinālajā iepakojumā vēsā, sausā vietā, sargājot no tiešiem saules stariem.

Pārstrāde un utilizācija

lepakojums un izstrādājuma sastāvdaļas jāpārstrādā vai droši jāutilizē atbilstoši vietējiem vai valsts normatīvajiem aktiem.

Nopietns negadījums

Par jebkuru nopietnu negadījumu ziņojiet
ražotājam un tās ES dalībvalsts vai citas valsts
kompetentajai iestādei, kurā dzīvojat.