



MEDISEPT

Perfect disinfection



Velox® Duo Wipes

Spirta salvetes virsmu tīrīšanai ātrai dezinfekcijai virsmām medicīniskām iekārtām.

Salvetes nelielu virsmu tīrīšanai un ātrai dezinfekcijai medicīnas jomā, pensionātos, sanatorijās, fitnesa un SPA centros, frizētavās, masāžas un skaistumkopšanas salonos, bērnudārzos un skolā. Produkts ir piemērots virsmām, kuras saskaras ar pārtiku.

Produkta īpašības:

- Aktīvs 30 sekundēs pret baktērijām, sēnītēm, tuberkulozi, apvalkotajiem vīrusiem, adeno un Rota vīrusiem.
- Ieteicams medicīnas iekārtām, rehabilitācijas iekārtām, zobārstniecības instrumentiem, pacientu gultām, skapjiem, galda virsmām
- Medicīnisko ierīču virsmu dezinfekcijai, virsmām, kas nonāk saskarē ar pārtiku.
- Neaustas salvetes 19x15 cm, 50 g/m²
- Dermatoloģiski pārbaudīts.

Lietotāja priekšrocības:

- Garantēta efektivitāte, ko apstiprina testi.
- Augsts infekcijas riska samazinājums.
- Tīras un dezinficētas virsmas ātra iedarbība.
- Atsvaidzinošs efekts.
- Ekonomisks lietošanā.



Salvetes



Aktīvs 30 sek.



neinvazīvām
medicīnas ierīcēm



Tējas tonika
smarža

Velox® Duo Wipes tea tonic

Pielietošana:

Salvetes nelielu virsmu tīrīšanai un ātrai dezinfekcijai medicīnas jomā, pansionātos, sanatorijās, fitnesa un SPA centros, frizētavās, masāžas un skaistumkopšanas salonos, bērnudārzos un skolā. Produkts ir piemērots virsmām, kuras saskaras ar pārtiku. Ieteicams nelielām medicīniskā aprīkojuma virsmām: operāciju gultām un krēsliem, gultām, medicīnas un ķirurģiskajām iekārtām un zobu uzgaļu dezinfekcijai pirms sterilizācijas procesa, protezēšanas karotēm un silikona veidnēm. Salvetes dezinficē virsmas, 30 sekundēs nogalinot baktērijas, sēnītes, mikobaktērijas, apvalkotos vīrusus (piemēram, Vaccinia, BVDV, SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV), Rota un Noro vīrusus.

	Nosacījumi		
	EN 14885	tīri	netīri
Baktērijas(iesk. MRSA)	EN 13727	30 sec.	30 sec.
	EN 16615	30 sec.	30 sec.
Sēnes(C. albicans)	EN 13624	15 sec.	15 sec.
	EN 16615	30 sec.	30 sec.
Mycobacteria tuberculosis (M. terrae)	EN 14348	30 sec.	30 sec.
Apvalkotie vīrusi (HIV, HBV, HCV, Influenza A, B, C, Vaccinia, SARS-Cov-2, Herpes simplex, Ebola)	EN 14476	30 sec.	60 sec.
BVDV	EN 14476	30 sec.	30 sec.
Rota viruss	EN 14476	30 sec.	60 sec.
Noro viruss	EN 14476	30 sec.	30 sec.

Lietošanas norādījumi:

Izņemiet no iepakojuma salveti un noslaukiet virsmu. Pagaidiet 30 sekundes. Netīros apstākļos darbības laiks pret apvalkotajiem vīrusiem un Rota vīrusu tiek pagarināts līdz 60 sekundēm. Ja dezinficējošās virsmas nonāk saskarē ar pārtiku, noskalojiet tās ar dzeramo ūdeni. Citas virsmas nav jāskalo ar ūdeni. Cieši aizveriet iepakojumu. Pēc iepakojuma atvēršanas izlietot salvetes 21 dienas laikā. Nelietot, ja salvete ir sausa. Nelietot uz virsmām, kas ir jutīgas pret alkoholu (piemēram, uz akrila stikla). Tikai profesionālai lietošanai.

Sastāvs:

kārba/rezerve 100 gb iepakojumā:

250 g līdzekļa.

mīkstais iepak.50 gb iepakojumā:

173 g līdzekļa.

100 g līdzekļa satur:

etanolis 63,7g (72,8%), propan-2-ols 6,3g(7,2%)

Iepakojums:


100 gb kārba,
100 gb rezerve
50 gb mīkstā iepak. ar pašlīmējošu aizdari



Medicīnas ierīču II a klase Medicīnas ierīču likuma izpratnē. Paredzēts neinvazīvu medicīnisko ierīču dezinfekcijai. Biocīda reģistrācijas numurs LV15102020/7573

Drošības datu lapa un sastāvdaļu datu lapa ir pieejama www.medisept.biz

CE 2274

 Manufacturer/Responsible entity:
MEDISEPT Sp. z o.o.
Konopnica 159 c
21-030 Motycz, Poland

phone: + 48 81 535 22 66
export@medisept.pl
www.medisept.biz

SIA "Medilink", Višķu iela 2k-1, Rīga LV-1063
67840380, www.medicinaspreces.lv