



MEDISEPT

Īsta dezinfekcija!



Velox® Foam Extra

Putas ātrai neinvazīvo medicīnisko ierīču ar jutīgām virsmām dezinfekcijai un tīrīšanai

Velox® Foam Extra putas ir ieteicamas neinvazīvu medicīnas ierīču virsmu dezinfekcijai no stikla, porcelāna, metāla, gumijas, plastmasas un akrila stikla.

Produkta priekšrocības:

- Putas bez alkohola.
- Iedarbojas jau 1 min. laikā uz baktērijām, sēnītēm un vīrusiem. Uz mikobaktērijām - 5min laikā.
- Gatavs lietošanai, piemērots virsmām, kas jutīgas pret alkoholu.
- Patīkama citrusu smarža.
- Piemērots medicīnisko ierīču virsmu no stikla, porcelāna, metāla, gumijas, plastmasas un akrila stikla, dezinfekcijai, rehabilitācijas iekārtām, procedūru krēsliem, inkubatoriem.
- Augsta materiālu tolerance, tajā skaitā pret ABS plastmasu un polsterējuma materiāliem.

Ieguvumi lietotājam:

- Efektivitātes un drošas lietošanas garantija.
- Augsts infekcijas riska samazinājums.
- Ātri tīra un dezinficē virsmas.
- Var izmantot daudziem jutīgiem materiāliem.
- Rada atsvaidzinošu efektu.
- Ekonomiska lietošana.



Putas



Iedarbojas uz TBC
5 min. laikā



Neinvazīvām
medicīnas ierīcēm



Nesatur
alkoholu

Velox® Foam Extra

Pielietošana:

Velox® Foam Extra putas ir ieteicamas dažādu neinvazīvu medicīnas ierīču virsmu dezinfekcijai no stikla porcelāna, metāla, gumijas, plastmasas un akrila stikla. Tās var izmantot intensīvās terapijas nodaļās, operāciju blokā, medicīnas aparatūras dezinfekcijai, rehabilitācijas aprīkojumam, procedūru krēsliem, inkubatoriem, ultraskaņas aparātu galviņām un medicīnas lampām. Produkts nesatur aldehīdus un fosfātus un neobojā dezinficējamās virsmas. Produktam piemīt patīkama svaiga smarža. To var lietot uz medicīniskajām virsmām, kuras saskaras ar pārtiku. Produkts ir saņēmis pozitīvas atsauksmes no slaveniem medicīnas iekārtu ražotājiem.

Iedarbības spektrs	Standarti atb. EN 14885	Apstākļi	
		tīri	netīri
Baktērijas (t.sk. MRSA)	EN 16615	60 sek.	3 min.
	EN 13727	60 sek.	60 sek.
Sēnītes (C. albicans)	EN 13624	60 sek.	60 sek.
	EN 16615	60 sek.	60 sek.
Mikobaktērijas (M. terrae)	EN 14348	5 min.	10 min.
Apvalkotie vīrusi (HIV, HBV, HCV, Gripas vīruss, Ebola, Vaccina, BVDV, Herpes simplex)	EN 14476	60 sek.	60 sek.

Lietošanas metode:

Produktam ir divu funkciju izsmidzinātāja galviņa: aerosola veidošanai un putām. Ieteicam lietot putas. Izsmidziniet līdzekli uz virsmas no 20-30 cm attāluma, pārliecinieties, ka virsma ir pilnībā noklāta. Pēc dezinfekcijas noņemiet atlikušās putas ar vienreizlietojamu papīra dvieli. Virsmai nav nepieciešama skalošana ar ūdeni. Pirms īpaši jutīgu virsmu (piem., dabīgās ādas) dezinfekcijas, ieteicams pārbaudīt līdzekļa iedarbību kādā mazāk redzamā vietā uz apstrādājamās virsmas. Tikai profesionālai lietošanai.

Sastāvdaļas: 100g produkta satur:

0,15 g N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropān-1,3-diamīnu;

0,14 g Poli(oksi-1,2-etāndiil), alfa- [2-(didecilmetilamino)etil]-omega-hidroksi-, propanoātu (sāls).

Pieejamie iepakojumi:


Pudele ar izsmidzinātāju, 1 L
Kanna, 5 L



Produkts ir IIa klases medicīnas ierīce, kas paredzēta neinvazīvai dezinfekcijai un atbilst EP direktīvai 93/42 Par medicīnas ierīcēm un Lavijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Drošības datu lapa un informācija par sastāvdaļām pieejama: www.medissept.pl

CE 2274

 **MEDISEPT Sp. z o.o.**
Konopnica 159 c
21-030 Motycz

tel.: + 48 81 535 22 22
info@medissept.pl
www.medissept.pl

Izplatītājs Latvijā: SIA „Medilink”,
Čiekurkalna 2. līnija 75, Rīga, LV-1026,
Latvija; +371 67840379;
E-pasts: medilink@medilink.lv;
www.medilink.lv

Izstrādes datums: 01.2019

