



MEDISEPT

Prawdziwa dezynfekcja



Velodes® Silk

Šķidrums roku higiēniskai un ķirurģiskai dezinfekcijai

Velodes® Silk ir lietošanai gatavs preparāts uz spirta bāzes, kas paredzēts roku higiēniskai un ķirurģiskai dezinfekcijai medicīnā, pārtikas nozarē, rūpniecībā, sadzīves apstākļos un komunālo pakalpojumu sfērā, kā arī tādu virsmu dezinfekcijai, kuras saskaras vai nesaskaras ar pārtiku.

Produkta īpašības:

- Higiēniska roku dezinfekcija: 2 x 3 ml 30 sekundēs.
- Ķirurģiska roku dezinfekcija: 2 x 3 ml 3 minūtēs.
- Efektivitāte pret Rota, Noro un SARS-Cov-2 vīrusiem.
- Ādai piemērots pH līmenis.
- Satur kondicionējošu vielu - glicerīnu.
- Dermatoloģiski pārbaudīts.

leguvumi lietotājam:

- Testos apstiprināta efektivitātes garantija.
- Mitrina un kopj rokas.
- Ērti lietojams.
- Ātra iedarbība.
- Novērš lipīgu roku sajūtu.



Šķidrums



Efektivitāte pret
Rota un Noro
vīrusiem



Higiēniska
dezinfekcija
30 sekundēs



Ķirurģiska
dezinfekcija
3 minūtēs

Izmantošana:

Velodes® Silk ir lietošanai gatavs preparāts uz spirta bāzes, kas paredzēts roku higiēniskai un ķirurģiskai dezinfekcijai medicīnā, pārtikas nozarē, rūpniecībā, sadzīves apstākļos un komunālo pakalpojumu sfērā, kā arī tādu virsmu dezinfekcijai, kuras saskaras vai nesaskaras ar pārtiku. Paredzēts arī neinvazīvo medicīnisko ierīču dezinfekcijai. Tam piemīt baktericīdas īpašības, baktericīda iedarbība pret tuberkulozi, rauga sēnītēm; ierobežota virucidāla iedarbība (pret Rota vīrusu, Noro vīrusu) un baktericīda iedarbība pret apvalka vīrusiem (tostarp Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV). Medicīniskais līdzeklis profesionālai lietošanai. Šķidrums.

Vide	Saskaņā ar EN 14885	Organiskais piesārņojums	
		zems	augsts
Baktērijas (tostarp MRSA)	EN 13727	30 sek.	30 sek.
Sēnītes (C. albicans)	EN 13624	15 sek.	15 sek.
Tuberkulozes mikobaktērijas (M. terrae)	EN 14348	30 sek.	30 sek.
Apvalka vīrusi (Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV)	EN 14476	30 sek.	60 sek.
BVDV vīruss	EN 14476	30 sek.	30 sek.
Rota vīruss	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Noro vīruss	EN 14476	30 sek.	30 sek.
Higiēniska roku dezinfekcija	EN 1500	2 x 3 ml 2 x 15 sek.	
Ķirurģiska roku dezinfekcija	EN 12791	2 x 3 ml 2 x 90 sek.	

Lietošana:

Higiēniska roku dezinfekcija (saskaņā ar EN 1500): 30 sekundes (2 x 15 s) ierīvējiet rokas ar 2 x 3 ml preparāta.

Ķirurģiska roku dezinfekcija (saskaņā ar EN 12791): 3 minūtes (2 x 90 s) ierīvējiet rokas ar 2 x 3 ml preparāta.

Papildinot preparātu, rokām visu laiku jābūt mitrām.

Virsmu dezinfekcija: izsmidziniet no apm. 30 cm attāluma un ļaujiet nožūt.

Nelietot uz virsmām, kas nav noturīgas pret spirtu (piem., akrilstikls).

Sastāvs: aktīvā viela 100 g produkta:

etanols - 63,7 g, izopropilspirts - 6,3 g

Komerčiālais iepakojums:

500 ml pudele
1 l pudele
5 l kanna



Biocīda produkta mārketinga reģistrācijas apliecības numurs: 7674/19

Drošības un sastāvdaļu datu lapa pieejama vietnē www.medisep.pl

CE 2274