

30 sec **Quick Wipes** ANIOS

plaša mikrobioloģiskā
aktivitāte
Broad spectrum
EFFICACY



- tīrīšanas un dezinfekcijas salvetes medicīnas ierīcēm, kuras nevar iegremdēt šķīdumā
- pēc lietošanas virsmas nav jāskalo
- uz etanola bāzes
- īss ekspozīcijas laiks
- bez aldehīdiem un krāsvielām
- patīkama smarža

LIETOŠANAS INDIKĀCIJAS

Anios Quick salvetes ir piesūcinātas ar ātras iedarbības dezinfekcijas līdzekli, piemērots pret spirtiem izturīgu medicīnas ierīču un virsmu dezinfekcijai (piem. stetoskopi, kabeļi un konektori, cukura analizatoru testeri u.t.t.)

SASTĀVS

Impregnētais šķīdums: etanols (55%), kvartārie amonija savienojumi, aromātvielas

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

- salvetes sastāvs: celuloze, viskoze, akrila saistviela (svars 23g/m²)
- salvetes izmērss: 130 x 190 mm
- ilmpregnētais šķīdums: 1.9 ml ANIOSPRAY QUICK salvetē

FIZIKĀLI-ĶĪMISKIE DATI

ANIOS QUICK WIPES impregnētais šķīdums:

- dzidrs un bezkrāsains
- blīvums pie +20°C: ≈ 0.9
- pH: 5.75 +/- 0.25
- Aromāts: citron tēja

ANIOS Quick Wipes

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- medicīnisko ierīču virsmas rūpīgi noslaucīt ar salveti
- ievērot norādīto pretmikrobu aktivitātes kontakta laiku.
- virsmu nav nepieciešams skalot arī .gadījumos, ja medicīnas ierīce nonāk saskarē ar ādu vai gļotādu.
- lai nepieļautu salvešu izžūšanu, iepakojums rūpīgi jāaizver.

neizmantojiet jau lietotu salveti – dezinfekcija nav garantēta. piezīme: pirms lietošanas pārbaudīt, vai dezinficējamā virsma ir izturīga pret spirtu. elektriskās ierīces atvienot no strāvas avota.



MIKROBIOLOĢISKĀ AKTIVITĀTE

Impregnētajam šķīdumam:

aktīvs pret	standarts	kontakta laiks
Baktericīds	EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 13697. MRSA saskaņā ar EN 14561	30 sekundes
Mikobaktericīds	Mycobacterium terrae : EN 14348, EN 14563	30 sekundes
	Mycobacterium avium : EN 14348, EN 14563	5 minūtes
Raugi	Candida albicans : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697	30 sekundes
Sēnes	Tricophyton mentagrophytes saskaņā ar EN 14562	30 sekundes
	Aspergillus niger : EN 1275, EN 13624, EN 14562, EN 13697	5 minūtes
Virucidāls	Adenovirus, HIV-1, PRV (HBV surogāts), BVDV (HCV surogāts), Vaccinia virus*, Herpes-virus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus A (H ₁ N ₁)	30 sekundes
	Calicivirus Felin MNV saskaņā ar EN 14476	5 minūtes

*RKI: Roberat Koha institūts rekomendē izmantot dezinfekcijas līdzekļus ar norādi "ierobežota inaktivējoša darbība", tas nozīmē, ka līdzeklis ir pilnībā efektīvs arī pret apvalkotiem virusiem (vaccīnija virus, BVDV)

INFORMĀCIJA

Sekoiet instrukcijām un drošības pasākumiem, kas norādīti un iepakojuma un DDL. Sagatavoti saskaņā ar ES noteikumiem kas ir spēkā attiecībā uz ķīmisko produktu klasifikāciju un marķēšanu.

Uzglabāšanas t° : n +5°C līdz +25°C.

Ib klases medicīnas ierīce (direktīva 93/42 EEC ar grozījumiem).

IepakojuMS

Kastē 12 iepakojums, iepakojumā 120 salvetes

Salvetes izmērs: 130x190mm...kataloga Nr. : 2333.421

