



DETERGENTS un DEZINFEKTANTS GRĪDĀM UN VIRSMĀM

SURFANIOS Premium

DETERGENTS UN DEZINFEKTANTS GRĪDĀM UN VIRSMĀM

Neinvazīvo medicīnisko ierīču tīrīšana un dezinfekcija saskaņā ar to lietošanas instrukcijām, klase IIA. Biocīds: vispārīgām virsmām.

- Divkārsšā darbība: mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļa kombinācija vienlaicīgai darbībai
- Plašs efektivitātes spektrs īsā kontakta laikā
- Viegli bioloģiski noārdāms
- Piemērots lietošanai augsta riska zonās
- Lietojams visa veida medicīniskā aprīkojuma dezinfekcijai saskaņā ar direktīvu EEK 93/42 un regulas 2023/607 prasībām
- Aktīvs pret baktērijām un pelējumu, kas izolēti no sl i mī cas vides



ECOLAB®

www.ecolab.com

LABORATOIRES
ANIOS
An Ecolab Company

www.anios.com

SURFANIOS Premium

Detergents un dezinfektants grīdām un virsmām



Surfanios Premium
5 L kannā



Surfanios Premium
1 L pudele



Surfanios Premium
20 ml iepakojums

RAKSTUROJUMS

- Zaļas krāsas šķīdums
- pH koncentrātam: 10.9
- pH atšķaidītam (0.25%): apm. 8.5
- Īpatsvars: 20°C: 1.009 g/ml
- Refrakcijas indekss: 1.3587

MIKROBIOLOĢISKĀ AKTIVITĀTE

EFFICACY	CONCENTRATION	CONTACT TIME
Bactericidāls - saskaņā ar: EN 13727* (5 min 0.25%), EN 16615* (15 min, 0.25%)	0.25 %	15 min
Raugus iznīcināošs - saskaņā ar: EN 13624* (15 min, 0.25%), EN 16615* (15 min, 0.25%)	0.25 %	15 min
Tuberkulocidāls - saskaņā ar EN 14348*EN14563*	0.50 %	30 min/15 min
Efektivitāte pret apvalkotiem vīrusiem saskaņā ar EN 14476* (HBV,HCV,HIV)	0.25 %	5 min
Ierobežota spektra virucīds saskaņā ar EN 14476*	2.0 %	30 min
EN 14476* Adenovīruss, Rota vīruss	1.0 % / 0.25%	30 min / 5 min
EN 14476* Polioma vīruss, Norovīruss (MNV)	1.0 % / 2.0 %	60 min / 30 min

*netiros apstākļos

PASŪTĪŠANAS INFORMĀCIJA

PRODUCTS	IEPAKOJUMS	KODS
SURFANIOS Premium	4 x 5 L	1917.036
SURFANIOS Premium (ar integrētu 20 ml dozētāju)	12 x 1 L	1917.092
SURFANIOS Premium paciņa	500 x 20 ml	1917.129



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distributed by: SIA
"Medilink", Višķu iela 2 k-1,
Rīga, LV-1063
Latvija



www.ecolab.com



www.anios.com

LIETOŠANA

Dezinfekcijas līdzeklis virsmām un grīdām.

Neinvazīvo medicīnisko ierīču tīrīšana un dezinfekcija pirms lietošanas un saskaņā ar to lietošanas instrukcijām. Biocīds: vispārīgām virsmām.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Koncentrēts šķīdums.

Koncentrātu atšķaida ar ūdeni līdz vajadzīgajai koncentrācijai. Skatīt dozēšanas tabulu.

Uzklājiet uz virsmām pietiekamā daudzumā (+/- 30 ml/m²). Sagatavota, neizmantojama darba šķīduma derīguma termiņš 28 dienas. Uzglabāt slēgtā tvertnē.

Ievērojiet ieteicamo saskares laiku vajadzīgajai pretmikrobu aktivitātei.

Lietojot produktus skalos nav nepieciešama, izņemot apstrādājamām virsmām, kas nonāk saskarē ar gļotādu.

Lietošanas biežumu un tīrīšanu skatiet spēkā esošajā higiēnas plānā. Zinātniskā dokumentācija (efektivitāte, saderība utt.) pieejama pēc pieprasījuma.

SASTĀVS

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (CAS N° 2372-82-9: 51 mg/g), Didecyltrimethylammonium chloride (CAS N° 7173-51-5: 25 mg/g), nejonu virsmaktīvās vielas, sekvestrētāji, krāsvielas, smaržas un palīgvielas.

SERTIFIKĀTI

MEDICĪNAS IERĪCE, klase IIa UN
BIOCĪDS, LV13042011/2945

GLABĀŠANA

+5°C and +25°C.

MEDICĪNAS IERĪCE UN

DROŠI LIETOJIET BIOCĪDU

Lūdzu, izlasiet etiķeti un informāciju par produktu



TIKAI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI