



MEDICĪNISKO IERĪČU TĪRĪŠANAS UN DEZINFEKCIJAS RISINĀJUMS

WIP'ANIOS EXCEL

LIETOŠANAI GATAVAS, ĀTRAS DARBĪBAS SALVETES TĪRĪŠANAI UN DEZINFEKCIJAI

Ātras darbības, lietošanai gatava virsmu tīrīšanas un dezinfekcijas tīrīšana neinvazīvas un neiegremdējamas medicīniskās ierīces un endoskopijas apvalku tīrīšana sākotnējās apstrādes laikā pirms iegremdēšanas tīrīšanai un dezinfekcijai.

Apvienojot plaša spektra efektivitāti, īsu saskares laiku ar lielisku materiālu saderību (ieskaitot spirta jutīgas virsmas) un maiga tīrīšanas līdzekļa īpašības.

Tā īpašības padara WIP'ANIOS EXCEL piemērotu lietošanai uz visdažādākajām virsmām veselības aprūpes iestādēs un ir ideāls produkts intensīvajai terapijai un citām augsta riska zonām. Saudzējošas pret US zondes gumijas aizsargslāni, novērš gumijas sprēgāšanu. Tas ļauj produktus izmantot praksē, kā paredzēts jūsu protokolos, nodrošinot dezinfekcijas rezultātus un atbilstības līmeni, kas ir obligāts efektīvai dezinfekcijai, lai ierobežotu patogēnu izplatīšanos.

- Efektīva formula bez spirta, smaržām un krāsvielām
- Tīrīšana un dezinfekcija vienā solī, atstājot virsmu redzami tīru
- 100% bioloģiski noārdāmas viskozes salvetes



WIP'ANIOS EXCEL

Ātras darbības, lietošanai gatava virsmas tīrīšanas un dezinfekcijas tīrīšana neinvazīvām un neiegremdējamām medicīnas ierīcēm un endoskopijas apvalku tīrīšana sākotnējās apstrādes laikā pirms iegremdēšanas tīrīšanai un dezinfekcijai.

PRODUKTA RAKSTUROJUMS

- Notīra un dezinficē vienā solī
- Bez alkohola, smaržām un krāsvielām
- Plaša spektra pretmikrobu iedarbība un īss saskares laiks
- Formula nodrošina saderību ar plašu materiālu klāstu, ieskaitot polimērus (piemēram, polikarbonātu, plexiglas)
- pH: 6
- WIP'ANIOS EXCEL salvešu materiāls ir 100% viskoze (50 gr/m²), izmērs 20x20 cm

MIKROBIOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

EFEKTIVITĀTE	KONTAKTA LAIKS
Baktericidāls - saskaņā ar: EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Raugi/sēnes - saskaņā ar: EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Tuberkulocidāls - saskaņā ar EN 14348*	60 min
Efektīvs pret apvalkotiem vīrusiem saskaņā ar EN 14476*	1 min
EN 14476* Polyomavirus SV 40	5 min
EN 14476* Rotavirus	30 sec
Ierobežota spektra virucīds saskaņā ar EN 14476*	30 min
EN 14476* Adenovirus	30 min
EN 14476* Norovirus (MNV)	15 min

* netīri apstākļi. Tiros apstākļos ekspozīcijas laiks līdz 60 sek.

PASŪTĪŠANAS INFORMĀCIJA

PRODUKTS	IEPAKOJUMS	KODS
WIP'ANIOS EXCEL	6 iepak.	2446655



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

IZPLATĪTĀJS LATVIJĀ:
SIA "Medilink" Višķu iela 2
k-1, Rīga, LV-1063
www.medicinaspreces.lv
tel. 67840380
medilink@medilink.lv

ECOLAB®

www.ecolab.com

LABORATOIRES ANIOS
An Ecolab Company

www.anios.com

DARBĪBAS JOMA

Ātras darbības, lietošanai gatava virsmas tīrīšanas un dezinfekcijas tīrīšana neinvazīvām un neiegremdējamām medicīnas ierīcēm un endoskopijas apvalku tīrīšana sākotnējās apstrādes laikā pirms iegremdēšanas tīrīšanai un dezinfekcijai.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanai gatavas salvetes. Noslaukiet visas apstrādājamās vietas, izmantojot tik daudz salvetes, cik nepieciešams. Aizveriet iepakojumu pareizi pēc katras tā atvēršanas reizes. Nelietojiet izmantoto salveti atkārtoti. Ievērojiet norādīto saskares laiku nepieciešamajai pretmikrobu aktivitātei. Atkārtojiet lietošanu tik bieži, cik nepieciešams, vai atsaucieties uz spēkā esošo higiēnas plānu. Lūdzu, skatiet ražotāja lietošanas instrukciju medicīnisko ierīču tīrīšanai un dezinfekcijai. Zinātniskā dokumentācija (iedarbīgums, saderība utt.), pieejama pēc pieprasījuma. Atvērtais glabāšanas laiks, pamatojoties uz EN 16615: 3 mēneši.

SASTĀVS

Impregnēšanas šķīdums satur: didēcildimetilamonija hlorīdu (CAS Nr. 7173-51-5) 3 mg/g, nejonu virsmaktīvās vielas, helātu, palīgvielas.

SERTIFIKĀTI

Medicīnas ierīce, klase IIb
Pilna antimikrobiālā aktivitāte
WIP'ANIOS EXCEL ir iekļauta zinātniskajā dokumentācijā, kas pieejama pēc pieprasījuma.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāšana: no +5°C līdz +25°C

MEDICĪNAS IERĪCE

LIETOJIET DROŠI

Lūdzu, izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.



TIKAI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI